



Photo du modèle avec protections plastiques (option)

Fauteuil de prélèvement fixe

Gamme 512

512 77TSJ

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50cm, 2 parties (sans jambière)
- Réglage du dossier en toutes positions par vérin à gaz
- Position de Trendelenburg
- Sellerie tendue de bonne densité 35kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables
- Pied sur socle chromé

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur 50cm
- Capacité de charge : 130kg



Vous aimerez aussi :

Réf. **512 77T** : Idem 512 77T mais avec jambière



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étai



SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité



ACC 514-ASSISE
Protection plastique assise



ACC 54005
Tête 1/2 Lune largeur 55cm revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT04
Plateau plastique support 350x270 avec étai



ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étai



ACC 110
Gouttière prise de sang Avec ferrure, sans étai, l'unité



ACC TETERGO
Tête ergonomique amovible



ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum



ACC 964
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étai



ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC 517-512
Protection plastique pour dossier



ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340 avec étai



ACC 113U
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étai prêt à fixer sur fauteuil



ACC 125
Porte rouleau adaptable tous modèles



ACC 32014
Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étai



ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étai, l'unité

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement : Sellerie Gamme Urban




COLORIS PIÈTEMENT


Piètement Peinture EPOXY




RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017




RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

Attention brillant

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com